

Updateinfo Register DFS 4.5

Hinweis!

Dieses Update benötigt einen sogenannten "exklusiven Zugriff". Das Registerprogramm darf an keinem Arbeitsplatz geöffnet sein. Bitte die Sicherung nicht vergessen!

Fehlerkorrekturen

Die "Bugs" der Programmversion 4.4 sollten behoben sein. Diese Fehlerkorrekturen sind leider nie 100%-ig. Daher bitten wir um Rückmeldung, wenn Sie fündig werden sollten.

Zahlreiche kleine Veränderungen wurden eingeführt


- Das Programm merkt sich die Position der Fenster, wenn die geändert wird, und positioniert sie in gleicher Größe und an gleicher Stelle wie sie geschlossen wurden.
- In den Einstellungen wurde die Möglichkeit geschaffen, den Wechsel auf den Testpatienten einzustellen:

weitere Einstellungen

Nach wieviel Minuten wird zum Testpatienten gewechselt?

Eine Zahl höher als 120 schaltet diesen Schritt aus. Die Funktion dient dazu, die Geschwindigkeit zu erhöhen, indem nicht mehrere Arbeitsplätze an dem gleichen Patienten arbeiten. Für manche Einrichtungen ist das im Arbeitsprozess aber lästig.

- Eine Möglichkeit, die "Blauen Einträge" zurückzusetzen, wurde im Formular "S*" hinzugefügt.



- Die Druckliste der Fehler wird mit Geburtsdatum und Patientennummer im PVS ausgedruckt.
- Wenn die Eingaben bei einem Patienten getestet wurde, so erscheint ein grünes Häkchen links neben dem Button "prüfen" bis neue Veränderungen vor-

genommen wurden.  prüfen Nach einem fehlerfreien Gesamtdurchlauf haben alle erst einmal ein grünes Häkchen. Wenn der letzte Fall beendet ist ohne dass ein weiterer folgt, bleibt das auch so. Ist der letzte Fall nicht beendet, taucht das grüne Häkchen nicht mehr auf, wenn der letzte Fall verändert wurde oder wenn ein Zwischenergebnis fällig wird.

- Bei jedem Update wird auf dem Backend (Server) automatisch ein Sicherungsverzeichnis mit der Releasenummer vor dem update angelegt und die dfsreg10.accdb dort gesichert. Also das Update von release 201 auf 202 erzeugt einen Ordner "si-




cher_201" und darin liegt eine Kopie von dfsreg10.

- Ein Pfeil "Bild Zurück" wurde eingebaut.

Zusammenspiel zwischen Register und PVS

Es gibt mehrere Veränderungen, die das Zusammenspiel zwischen Register und PVS verbessern sollen.

- So können neben Stammdaten und Laborwerten auch Größe und Gewicht übernommen werden und eine Eintrag ins PVS kann übernommen werden. Die Übernahme von Gewicht und Größe erfolgen jetzt auch aus einem Text. Es wird gesucht nach " kg", " g ", " g,", " g.", " g;", " cm", " m ", " m, ", " m.", " m;" und nimmt die Zahl davor als Größe oder Gewicht.
- Eine Notiz wird ins PVS geschrieben, wenn das PVS die GDT-Datei einliest. Sie liegt im gleichen Ordner wie die Datei zum Import von Stamm- und Labordaten. Informationen für den Administrator dazu unter "Übername mit BDT / GDT".



Der Export wird ausgelöst, wenn eine Abfrage nach Fehlern fehlerlos war und wenn auf das neue Symbol rechts unten mit den austauschenden Pfeilen geklickt wird.

Teamviewer Meeting

Das Teamviewer-Meeting-Programm ist unter "Info ( An Meeting teilnehmen ) hinterlegt. So ist die Teilnahme an Meetings möglich, die mit Hilfe des Teamvier-Meetings-Werkzeug veranstaltet werden.

Updatezyklen

Ab Quartalsmitte ca. wird eine Betaversion herausgegeben, die bereits in mindestens einer Praxis getestet wurde und bei der keine groben Fehler mehr vorhanden sein sollten. 3-4 Wochen vor Quartalsende erfolgt die Freigabe der aktuellen Version.